

# Liebe Kunden, Patienten und Angehörige

## 1. Grundlegende Dinge:

Der Anspruchsberechtigte verpflichtet sich,

- das Hilfsmittel pflegend und schonend zu behandeln bzw. für eine solche Behandlung zu sorgen, sollte das Hilfsmittel von einem Angehörigen genutzt werden.
- Schäden an dem Hilfsmittel, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Benutzers entstanden sind, müssen unverzüglich auf eigene Rechnung bei uns behoben werden.
- die Haftpflicht, welche sich aus dem Gebrauch oder dem Betrieb des Hilfsmittels ergibt, ist vom Benutzer der Geräte zu gewährleisten (Private Haftpflicht).
- das Hilfsmittel gegen Beschädigungen durch dritte und gegen Diebstahl hinreichend zu sichern und bei Schäden unverzüglich ein Schadensprotokoll mit Namen und Adresse des Verursachers einzureichen.
- Geräte und Sauerstoffmenge sind nur entsprechend der vorhandenen Verordnung (Rezept) der verordnenden Ärzte oder Krankenhäuser anzuwenden.
- Bei Umstellungen Ihrer Sauerstoffverordnung, ist dies unverzüglich anzuzeigen.
- Krankenhausaufenthalte und andere Ereignisse, die die Belieferung beeinflussen sind umgehend an uns mitzuteilen.

## 2. Sicherheitshinweise:

- Ventile, Anschlüsse und Ausrüstungsteile sind Öl- und Fett-frei zu halten.
- Rauchen und offenes Feuer sind in unmittelbarer Nähe des Tanks und des Sauerstoffabnehmers strengstens untersagt.
- Die Temperatur des Sauerstoffs beträgt -185 Grad. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt von Sauerstoff oder vereisten Gegenständen.
- Eigenständige Reparaturen an den Geräten, sind grundsätzlich verboten.
- Gewährleisten Sie, im Falle einer Störung, dass für genügend Belüftung gesorgt ist.

## 3. Gebrauchshinweise:

### Zum Tank

- Alle Anschlüsse und Verbindungsstücke sind regelmäßig zu kontrollieren, um Knicke und Unterbrechungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass sich genügend Steril Wasser im Steril Wasserbehälter befindet und das Steril Wasser bei einstellen der Flussrate anfängt

zu blubbern. Vergewissern Sie sich, dass nach dem Nachfüllen von Steril Wasser der Behälter gerade und handfest verschlossen wurde. Bei Unsicherheiten halten Sie das Ende der Nasenbrille in ein Behältnis mit Wasser. Entsteht auch hier ein blubbern, ist die Sauerstoffentnahme gesichert.

- Der Füllstand des Tanks sollte regelmäßig abgelesen werden, um Notstände zu vermeiden, hier bitte die Ampel-Anzeige des Füllstandes (Rot-Orange-Grün) beachten.

### Zum Mobilgerät

- Stellen Sie vor Befüllung mit Hilfe eines Tuches sicher, dass der Anschluss des Tanks und Mobilgerätes sauber und trocken gehalten wird.
- Achten Sie bei der Füllung Ihres Mobilgerätes darauf, dass Sie keine Gewalt anwenden.
- Nach aufsetzen oder seitlichem Anbringen des Mobilgerätes, öffnen Sie den Hebel auf der Geräte-Rückseite, um die Befüllung zu starten. Halten Sie den Hebel fest, bis sich der Ton des entweichenden Sauerstoffs anfängt zu verändern. Spuckt der Sauerstoff aus dem Mobilgerät, ist dieses voll.
- Kontrollieren Sie die Füllanzeige bitte erst nach Beendigung des Füllvorgangs.
- Geben Sie dem Mobilgerät 10 Minuten Ruhe, um genügend Druck für die Entnahme zu gewährleisten.
- Denken Sie bitte an die Eigenverdampfung des Mobilgerätes.
- Verwenden Sie für das Mobilgerät keine Akkus oder günstige Batterien. Die Funktion ist nur mit Markenbatterien (z.B. Varta oder Duracell) gewährleistet.

Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.



OXY-M Sauerstofftechnologie

Kleinbahnhof 1 • Gewerbepark Hammertal • D-58456 Witten

Telefon (023 02) 3 93 96 - 0 • Telefax (023 02) 3 93 96 - 29

E-Mail: [info@oxy-m.de](mailto:info@oxy-m.de) • [www.oxy-m.de](http://www.oxy-m.de)